

Cillit Puractif et Cillit Purophos

Ensemble de filtres déchloréur ou antitartre



- **Filtration au choix** en fonction des caractéristiques de votre eau.
- **Addition de deux cartouches** complémentaires.
- **Simple et rapides à poser.**
- **Remplacement facile** des cartouches.

Principe de fonctionnement

Ensemble Cillit Purophos – filtre et traitement antitartre

Pour les eaux riches en calcaire et lorsque la mise en place d'un adoucisseur n'est pas possible, le système **Cillit Purophos** (filtre à cartouche + cartouche de polyphosphates) filtre les impuretés et protège les installations contre l'entartrage par maintien en suspension des sels entartrants. Les canalisations, organes de chauffe (chaudières, PAC...) et équipements sanitaires et ménagers sont protégés du tartre.

Ensemble Cillit Puractif – filtre et déchloréur

L'eau courante peut présenter des problèmes de goût ou d'odeurs faciles à déceler, notamment de chlore. L'ensemble **Cillit Puractif** (filtre à cartouche + filtre à charbon actif) filtre les impuretés et élimine les odeurs.


Descriptif technique

- Kit de filtration prêt à poser constitué de 2 corps de filtre :
 - Filtre déchloréur : filtre à cartouche + filtre à charbon actif.
 - Filtre anti-tarte : filtre à cartouche + cartouche de polyphosphates.
- Seuil de filtration au choix de 5 à 25 µm.
- Diamètre de raccordement 3/4".
- Equipé d'une platine de fixation murale et d'une clé de démontage.

Caractéristiques techniques

		Cillit Purophos	Cillit Puractif
Pression de service	bars	0 - 8	
Diamètre de raccordement	pouce	3/4"	
Température max. de l'eau	°C	30	
Température ambiante max	°C	40	
Code		C8084011A	C8084010A

Caractéristiques dimensionnelles



Entretien

- Cartouches à changer obligatoirement tous les 6 mois, plus souvent si l'eau à filtrer contient beaucoup de matières en suspension.
- Remplacement rapide des cartouches ne nécessitant aucun outil spécifique.

Accessoires

Désignation	Descriptif	Code
Kit annuel de recharge de cartouches filtre Purophos	Lot de 2 cartouches bobinées 25 µm + 1 polyphosphates	C8010902A
Cartouches de recharge		
Lot de 3 cartouches 5 µm en BOX	3 cartouches propyl 10" 5 µm	C8010900A
Lot de 3 cartouches 20 µm en BOX	3 cartouches propyl 10" 20 µm	C8010920A
Lot de 3 cartouches bobinées 25 µm en BOX	3 cartouches bobinées 10" 25 µm	C8010925A
Lot de 3 cartouches charbon actif surbobinées 5 µm	3 cartouches charbon actif surbobinées 5 µm	C8010901A
1 cartouche polyphosphates	1 cartouche polyphosphates en billes	C0120439A



Compléments de gamme

Désignation	Code
Pochette clé de démontage + 1 joint torique pour bol	C0120541
Pochette avec équerre de fixation (pour 1 filtre)	C0120542